

Рентгенівські денситометри HORIZON (виробництва HOLOGIC, США)

Horizon™ DXA допомагає лікарям оцінити стан кісток, склад тіла та серцево-судинні ризики - критичні елементи, які допоможуть пацієнтам зберегти життя в русі.

Основні технологічні інновації в Horizon™ DXA: керамічні детектори та новий високочастотний генератор рентгенівських променів, що забезпечують кращі показники сигнал-шум та підвищену стабільність.



HORIZON Ci	HORIZON Wi	HORIZON C	HORIZON W	HORIZON A
64 детектори	64 детектори	128 детекторів	128 детекторів	216 детекторів
Регіональне сканування 30 сек	Регіональне сканування 30 сек	Регіональне сканування 10 сек	Регіональне сканування 10 сек	Регіональне сканування 10 сек
		Миттєва оцінка стану хребта з високою роздільною здатністю та виявлення наявності кальцифікації черевної аорти (IVA-HD) із кількісною морфометрією	Миттєва оцінка стану хребта з високою роздільною здатністю та виявлення наявності кальцифікації черевної аорти (IVA-HD) із кількісною морфометрією	Миттєва оцінка стану хребта з високою роздільною здатністю та виявлення наявності кальцифікації черевної аорти (IVA-HD) із кількісною морфометрією
		Оцінка атипічного перелому стегна (AFF) із високою роздільною здатністю	Оцінка атипічного перелому стегна (AFF) із високою роздільною здатністю	Оцінка атипічного перелому стегна (AFF) із високою роздільною здатністю
	Аналіз складу тіла Advanced Body Composition™ з оцінкою вісцеральної жиру InnerCore™		Аналіз складу тіла Advanced Body Composition™ з оцінкою вісцеральної жиру InnerCore™	Аналіз складу тіла Advanced Body Composition™ з оцінкою вісцеральної жиру InnerCore™
Поперековий відділ хребта з автоматичним аналізом низького щільності та аналізом сколіозу	Поперековий відділ хребта з автоматичним аналізом низького щільності та аналізом сколіозу	Поперековий відділ хребта з автоматичним аналізом низького щільності та аналізом сколіозу	Поперековий відділ хребта з автоматичним аналізом низького щільності та аналізом сколіозу	Поперековий відділ хребта з автоматичним аналізом низького щільності та аналізом сколіозу
Дослідження хребта в бічній проекції в положенні на боку	Дослідження хребта в бічній проекції в положенні на боку	Дослідження хребта в бічній проекції в положенні на боку	Дослідження хребта в бічній проекції в положенні на боку	Дослідження хребта в бічній проекції в положенні на спині
Два стегна	Два стегна	Два стегна	Два стегна	Два стегна
Проксимальний відділ стегна	Проксимальний відділ стегна	Проксимальний відділ стегна	Проксимальний відділ стегна	Проксимальний відділ стегна
Передпліччя	Передпліччя	Передпліччя	Передпліччя	Передпліччя

HORIZON Ci	HORIZON Wi	HORIZON C	HORIZON W	HORIZON A
Аналіз структури стегна	Аналіз структури стегна	Аналіз структури стегна	Аналіз структури стегна	Аналіз структури стегна
Загальна зона інтересу ROI	Загальна зона інтересу ROI	Загальна зона інтересу ROI	Загальна зона інтересу ROI	Загальна зона інтересу ROI
	МЩК всього тіла		МЩК всього тіла	МЩК всього тіла

Опція (замовляється окремо):

- Протезування стегна
- Маленькі тварини
- Все тіло новонароджених з оцінкою складу тіла та субрегіональний аналіз (Моделі Wi, W та A).

Моторизована стіл і поворотна С-арка (модель А)

Моторизований стіл і С-арка (моделі Ci, Wi, C, W).